

NEU Physiolaser olympic 500




Physiolaser olympic (mit Touchscreen), Lasersonden mit übersichtlichem Display, Diagnosesonde, Applikatoren, Schutzbrille. Lieferbar in therapeutischen Wellenlängen bis 500 mW/810 nm cw bzw. 90 W/904 nm 200 nsec. Impuls.

Der neue Physiolaser ist besser denn je. Abgestimmt auf die moderne, sanfte Laserdiagnose und -therapie, Akupunktur und Aurikulomedizin ist er universell einsetzbar. Der übersichtliche Touchscreen vereinfacht die Bedienung und ermöglicht die Nutzung aller therapeutischer Biofrequenzen:

- NOGIER, potenziert bis 18688 Hz (und A'')
- BAHR 1, potenziert bis 38368 Hz
- BAHR 2
- Chakrafrequenzen n. Bahr
- REININGER komplett
- Meridianfrequenzen n. Reinger
- Freie Frequenzen, didakt. Programm usw.

Nogierfrequenzen mit Zuordnung zu Körperzonen



und außerdem diverse Kombinationen von Frequenzen, Therapieprogramme und einer speziellen Messfunktion zur elektronischen Punktsuche und Leitwertbestimmung von Punkten und Organen nach VOLL und NOGIER (Differentialmessung der Gold-/Silberpunkte).

Wichtig: Über die SD Speicherkarte ist der Physiolaser olympic jederzeit erweiterbar.



Lieferumfang

Physiolaser, Netzteil, Schutzbrille, Handbuch, Gebrauchsanweisung, Sicherheitsverriegelung, Bereitschaftstasche, Laserwarzeichen.

Optional: Sonden, Applikatoren


Laserklasse 3B



Physiolaser olympic 500


Er paßt in eine Hand, mobil mit Akkubetrieb, vielseitig und einfach zu bedienen.

- Not-Ausschalter
- Sicherheitsverriegelung
- Schlüsselschalter
- Touchscreen
- Speicherkarte (Update)
- Laser-/Diagnoseausgänge
- Laser test



Sie können zwei Lasersonden (Punkt / Fläche) gleichzeitig nutzen und zusätzlich eine Diagnosesonde zur Messung nach VOLL bzw. für Punkte im Ohr verwenden.

Display Tasten zur Einhandbedienung (RAC)



Umfangreiches Zubehör, Einzel- und Flächensonden, Scanner, LightNeedle-Gerät verfügbar:




Flächensonde mit Photonen-Reflex-Folie



Brushsonde, auch für behaarte Körperteile



Derma-sonde u.a. zur Anti-Aging-Therapie



12 Kanal LightNeedle (Lichtleiterapplikation)



RJ-LASER, REIMERS & JANSSEN GmbH
 Medizintechnik — Lasertechnik
 Frohnacker 8, 79297 Winden
 contact@rj-laser.com www.rj-laser.com
 Tel. 07682-6558



Qualitätsmanagement ISO 13485:2003

Beratung und Vertrieb durch



medikum
 medizin- & therapiesysteme